

# メガネタイプフェイスシールド



メガネをかけたままでも装着が可能

ご使用前に「前後両面」フィルムを剥がしてください



※フィルムは前後2面付いています。

正規品のフィルムマーク

配送・未使用时シールドの傷・破損防止の為  
デザイン入りの保護フィルムが付いています。  
ご使用前にはフィルムを剥がしてお使いください。

手軽に装着できます（男女兼用）

視界良好 目の保護 飛沫対応

衛生管理 厨房用 油はね防止などに

## 商品情報

●セット内容：メガネフレーム 1 個 + シールド 1 枚

シールドサイズ：約 H21.5 cm × 約 W19.5 cm

素材：ポリカーボネート、PET フィルム

重量：13.5 g（メガネフレームのみ）

生産国：中国

\*別途交換用シールド（別売）を販売しております。

●シールド両面の保護フィルムを剥がしてご使用ください。

●洗浄には、アルコール、食器用中性洗剤などをご利用ください。



宮崎化学薬品株式会社

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-1-30

TEL：03-3966-8721 FAX：03-3966-8634

HP：<http://www.miyazaki-chem.co.jp/>

## オカモト化成品株式会社

東京本社：〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 19 番 8 号

TEL：03-6803-2011 / FAX：03-5807-6811

大阪支店：〒540-0022 大阪市中央区糸屋町 2 丁目 4 番 6 号

オカモトビル 5 階

TEL：06-6948-8202 / FAX：06-6966-5730